 <p>Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča - Cerknica</p>	OBRAZEC NAVODILA / OBVESTILA PACIENTOM	Številka obrazca
		OB OPLAB01 20


PROCES DELA V DIAGNOSTIČNEM LABORATORIJU

NAVODILO za zbiranje vzorcev blata za preiskavo KRI V BLATU

Vzorcev blata ne zbirajte tekom menstruacije (oz. tri dni pred ali po njej), v času krvavečih hemoroidov ali prisotnosti krvi v urinu. Alkohol, aspirin in druga zdravila, ki ste jih zaužili v večjem odmerku, lahko povzročijo draženje gastrointestinalnega trakta, kar se lahko odraža v okultni krvavitvi. Z uživanjem teh substanc morate prenehati vsaj 48 ur pred zbiranjem blata ali pa se posvetovati z zdravnikom.

V analizo prinesite vzorce blata, ki jih zberete v treh zaporednih odvajanjih (3 vzorci zbrani v treh različnih dneh oz. število vzorcev, ki jih naroči zdravnik). V laboratoriju predhodno dobite posodice za zbiranje blata z žličko. Vzorec blata ne sme priti v stik z vašim urinom ali vodo v straniščni školjki. Vzorec zajamete iz različnih delov blata z žličko, ki je v posodici. Odvzamete približno dve žlički blata, posodico zaprete, ter nanjo zapišete vaše ime in priimek, datumom odvzema ter zaporedno številko vzorca (I, II, III). Posamezne vzorce blata lahko shranite na hladnem in temnem prostoru do 3 dni (na 2 - 8°C) in jih dostavite v laboratorij vsakega posamezno ali pa vse tri hkrati.

Ko dostavite vzorec blata v laboratorij, se morate na administraciji laboratorija, pred oddajo vzorca, obvezno vpisati. S tem vzorec označimo s pripadajočo črtno kodo, ki omogoča pravilno identifikacijo preiskovanca.

 <p>Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča - Cerknica</p>	OBRAZEC NAVODILA / OBVESTILA PACIENTOM	Številka obrazca
		OB OPLAB01 20

PROCES DELA V DIAGNOSTIČNEM LABORATORIJU

NAVODILO za zbiranje vzorcev blata za preiskavo KRI V BLATU

Vzorcev blata ne zbirajte tekom menstruacije (oz. tri dni pred ali po njej), v času krvavečih hemoroidov ali prisotnosti krvi v urinu. Alkohol, aspirin in druga zdravila, ki ste jih zaužili v večjem odmerku, lahko povzročijo draženje gastrointestinalnega trakta, kar se lahko odraža v okultni krvavitvi. Z uživanjem teh substanc morate prenehati vsaj 48 ur pred zbiranjem blata ali pa se posvetovati z zdravnikom.

V analizo prinesite vzorce blata, ki jih zberete v treh zaporednih odvajanjih (3 vzorci zbrani v treh različnih dneh oz. število vzorcev, ki jih naroči zdravnik). V laboratoriju predhodno dobite posodice za zbiranje blata z žličko. Vzorec blata ne sme priti v stik z vašim urinom ali vodo v straniščni školjki. Vzorec zajamete iz različnih delov blata z žličko, ki je v posodici. Odvzamete približno dve žlički blata, posodico zaprete, ter nanjo zapišete vaše ime in priimek, datumom odvzema ter zaporedno številko vzorca (I, II, III). Posamezne vzorce blata lahko shranite na hladnem in temnem prostoru do 3 dni (na 2 - 8°C) in jih dostavite v laboratorij vsakega posamezno ali pa vse tri hkrati.

Ko dostavite vzorec blata v laboratorij, se morate na administraciji laboratorija, pred oddajo vzorca, obvezno vpisati. S tem vzorec označimo s pripadajočo črtno kodo, ki omogoča pravilno identifikacijo preiskovanca.